

AUTOCONTROLES

GLUTEN/ALLERGÈNES

“

LIBIOS vous propose des bandelettes de détection des allergènes ou du gluten.

Simple, rapides, prêts à l'emploi, qualitatifs ou semi-quantitatifs, ces autocontrôles vous permettront de faire des détections de traces résiduelles dans vos échantillons (aliments, boissons, eaux de rinçage, environnement de travail).

Ces kits rapides sont adaptés à des utilisations dans le cadre de contrôles d'échantillons alimentaires comme environnementaux.

LIBIOS ”




Avantages

- ✓ AUCUN ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
- ✓ LECTURE CLAIRE
- ✓ RÉACTIFS TRÈS STABLES : 13 À 18 MOIS
- ✓ COMPÉTITIVITÉ

Allergènes analysés

Gluten	Noix
Total Lait	Moutarde
Caséine	Crustacé
β-lactoglobuline	Sésame
Oeuf	Amande
Poisson	Arachide
Soja	Noisette





Gluten

	Référence	Limite de détection : denrées alimentaires	Limite de détection : surface	Format
Allerflow	ALF-GL		10 ng/cm ²	25 écouvillons
Hygiena Cube pour Gluten Sticks Plus For Reader	ASY-3206	1 ppm à 40 ppm		Lecteur à associer aux cassettes du kit KT-6476
GlutenTox Pro (aliments et surfaces) Certifié AOAC	KT-5660	5 ppm	10 ng/cm ²	25 bandelettes
GlutenTox Pro Surfaces Certifié AOAC	KT-5660S		10 ng/cm ²	50 bandelettes
GlutenTox Pro Surfaces Fast	KT-6406		10 ng/cm ²	50 bandelettes
Gluten Sticks Plus	KT-5340	3 ppm	6 ng/cm ²	25 bandelettes
Gluten Sticks Plus For Reader	KT-6476	1ppm		12 cassettes




Fruits à coque

	Référence	Limite de détection : denrées alimentaires	Limite de détection : surface	Format
Amande	KT-6127	20 ppm	40 ng/cm ²	10 bandelettes
Arachide	KT-3094	1 ppm	2 ng/cm ²	10 bandelettes
Noisette	KT-6129	20 ppm	40 ng/cm ²	10 bandelettes
Noix	KT-3092	2,25 ppm	4,5 ng/cm ²	10 bandelettes



Lait


	Référence	Limite de détection : denrées alimentaires	Limite de détection : surface	Format
Béta-Lactoglobuline	KT-5782 / KT-5773	2,5 ppm	5 ng/cm ²	10 ou 25 bandelettes
Caséine	KT-5781 / KT-5772	2,5 ppm	5 ng/cm ²	10 ou 25 bandelettes
Total Lait	KT-5795 / KT-6496	2,5 ppm	5 ng/cm ²	10 ou 25 bandelettes
SpotCheck Plus	GL100		D-Glucose : > 2,5 µmoles Lactose : > 5,0 µmoles	100 écouvillons





Autres allergènes

	Référence	Limite de détection : denrées alimentaires	Limite de détection : surface	Format
Allersnap (Protéines allergènes)	ALS-100		6 ng/cm ²	100 écouvillons
Crustacé	KT-6126	10 ppm	20 ng/cm ²	10 bandelettes
Moutarde	KT-6370	2 ppm	4 ng/cm ²	10 bandelettes
Oeuf	KT-5898 KT-5899	1.25 ppm	20 ng/cm ²	10 ou 25 bandelettes
Poisson	KT-6131	5 ppm	10 ng/cm ²	10 bandelettes
PRO-Clean (Protéines allergènes)	PRO-100		20 µg/cm ²	100 écouvillons
Sésame	KT-3096	3 ppm	6 ng/cm ²	10 bandelettes
Soja PLUS	KT-3097 KT-3098	1,5 ppm	3 ng/cm ²	10 ou 25 bandelettes





LIBIOS

83, rue Edmond Michelet
69490 Vindry Sur Turdine
France
Tel : +33 (0)4 74 13 03 02
Mail : info@libios.fr
Site : www.libios.fr