

STRESS OXYDATIF & CAPACITÉ ANTIOXYDANTE

“

Analyser les propriétés de conservation ou d'oxydation d'un produit, d'une cellule ou d'un organisme est désormais un marqueur incontournable et essentiel pour répondre aux enjeux de santé et de nutrition.

LIBIOS ”



Applications

- ✓ NUTRITION
- ✓ SANTÉ
- ✓ BIOMÉDICAL
- ✓ VÉGÉTAL
- ✓ PHARMACEUTIQUE
- ✓ COSMÉTIQUE

→ Retrouvez nos kits colorimétriques / fluorimétriques et nos dispositifs portables.

Dispositifs
électrochimiques

Kits de dosage
fluorimétriques

Kits de dosage
colorimétriques

Standards

Tampons

Dosage des
protéines

2 lecteurs portatifs innovants



eBQC Lab
Ref : EBQC-lab



eBQC Natural Ingredients
Ref : EBQC-NI-lab

Conçu pour mesurer la capacité antioxydante des échantillons biomédicaux.

Conçu pour mesurer la capacité antioxydante des échantillons végétaux, alimentaires, liquides...

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Bandelettes eBQC	eBQC-strip-1000	1000 bandelettes
	eBQC-strips-500	500 bandelettes
	eBQC-strips-250	250 bandelettes
	eBQC-strips-125	125 bandelettes

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Bandelettes eBQC-NI + working solution	eBQC-NI-st-1000	1000 bandelettes
	eBQC-NI-st-500	500 bandelettes
	eeBQC-NI-st-250	250 bandelettes
	eBQC-NI-st-125	125 bandelettes

Capacité antioxydante

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage ABTS	KF01002-400 / KF01002-250 / KF01002-200 / KF01002-100	400 tests / 250 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage CUPRAC	KF01005-400 / KF01005-250 / KF01005-200 / KF01005-100	400 tests / 250 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage DMPD	KF01001-400 / KF01001-250 / KF01001-200 / KF01001-100	400 tests / 250 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage DPPH	KF01007-400 / KF01007-200 / KF01007-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Fast FRAP	KF01006-500 / KF01006-400 / KF01006-200 / KF01006-100	500 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage FRAP	KF01003-500 / KF01003-400 / KF01003-200 / KF01003-100	500 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage ORAC	KF01004-960 / KF01004-400 / KF01004-200 / KF01004-192 / KF01004-100 / KF01004-96	960 tests / 400 tests / 200 tests / 192 tests / 100 tests / 96 tests

Enzymes antioxydantes

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage de l'activité SOD	KB03011-400 / KB03011-200 / KB03011-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage de l'activité Fast SOD	KB03025-400 / KB03025-200 / KB03025-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage de l'activité Catalase	KB03012-500 / KB03012-400 / KB03012-200 / KB03012-100	500 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests

Molécules antioxydantes

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage Anthocyanines	KB03015-2500 / KB03015-1250 / KB03015-625 / KB03015-400 / KB03015-200 / KB03015-100	2500 tests / 1250 tests / 625 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Polyphénols	KB03006-400 / KB03006-200 / KB03006-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Proanthocyanidines	KB03017-500 / KB03017-400 / KB03017-200 / KB03017-100	500 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Thiols	KB03007-400 / KB03007-200 / KB03007-100	400 tests / 200 tests / 100 tests

Espèces réactives de l'azote

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage Nitrite	KB03009-1000 / KB03009-400 / KB03009-200 / KB03009-100	1000 tests / 400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Nitrite/Nitrate	KB03010-400 / KB03010-200 / KB03010-100	400 tests / 200 tests / 100 tests

Produits d'oxydation

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage Carbonylation des protéines	KB03008-400 / KB03008-200 / KB03008-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage MDA-TBARS	KB03016-400 / KB03016-200 / KB03016-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Peroxydation des lipides	KB03002-400 / KB03002-200 / KB03002-100	400 tests / 200 tests / 100 tests
Kit de dosage Xanthine Oxidase	KB03032-400 / KB03032-200 / KB03032-100	400 tests / 200 tests / 100 tests

Éléments appareils

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Solution Nettoyante Redox	SP04002	
Solution Ponceau	SP04001	500mL
Standard Acide Ascorbique (Vitamine C)	ST08001	3x1mL
Standard Acide Gallique	ST08002	3x1mL
Standard Mix Antioxydant	ST08004	3x1mL
Standard Trolox	ST08003	3x1mL
Tampon -Bio	ST08006-500ML / ST08006-125ML	500mL / 125mL

Détections des protéines totales

	RÉFÉRENCE	CONDITIONNEMENT
Kit de dosage des protéines BCA	KB03005-1000 / KB03005-200	1000 tests / 200 tests
Kit de dosage des protéines Bradford	KB03003-4000 / KB03003-2000	4000 tests / 2000 tests
Kit de dosage des protéines Lowry	KB03004	1200 tests



LIBIOS

83, rue Edmond Michelet
69490 Vindry Sur Turdine
France

Tel : +33 (0)4 74 13 03 02

Mail : info@libios.fr

Site : www.libios.fr

